



希臘普格生物 真菌毒素快檢試紙

✓ 不需有機溶劑提取，**水基** 溶液萃取更環保

✓ 同一種提取方式，檢測 **7種** 真菌毒素

✓ 搭配儀器判讀 **定量**，可一次分析3條試紙

✓ 簡單、**3分鐘** 快速得到結果



檢測目標	定量極限 L.O.Q	檢測範圍	最大範圍 *	檢測時間	產品貨號
黃麴毒素 B1	1.3 ppb	1.3-30 ppb	直至 0.5 ppm	3 分鐘	S3724/48
黃麴毒素 B1, B2, G1, G2	1.3 ppb	1.3-30 ppb	直至 0.5 ppm	3 分鐘	S3424/48
嘔吐毒素	150 ppb	150-5000 ppb	直至 50 ppm	3 分鐘	S4024/48
玉米赤黴毒素	35 ppb	35-800 ppb	直至 8 ppm	3 分鐘	S5024/48
伏馬鐮孢毒素	150 ppb	150-4000 ppb	直至 40 ppm	3 分鐘	S7024/48
T-2/HT-2 毒素	40 ppb	40-600 ppb	直至 20 ppm	3 分鐘	S8024/48
赭麴黴毒素	1 ppb	1-20 ppb	直至 0.5 ppm	3 分鐘	S6024/48

搭配儀器



3 PR MINI

- 快速輕量級
- 能夠在短短幾秒鐘內一次分析3條試紙
- 無需任何特殊培訓即可操作
- 藍牙與 Windows 平板設備連線控制

免費軟體



S FLOW軟體

- 新一代層析試紙條分析技術，使用高級演算法
- 靈活的軟體平臺，有助於對一個或多個層析試紙條進行定量分析。
- 平臺可以不斷更新層析試紙條校準資料，確保使用者每次都能在現場獲得準確的結果。
- 我們的軟體解決方案團隊也可以提供結果報告定制服務。
- 輸出報告為PDF型式

