


Easy Plate™

使用 Kikkoman Easy Plate 可以更省時、省力以及節省成本。
Easy Plate 是一種方便的預置培養基，用於更快速且更輕鬆的微生物學檢驗。

易於使用
無需使用壓版



產品 Easy Plate **AC**
總生菌數

培養條件 35±1°C, 48±2小時

保存期限 18個月

國際認證 AOAC PTM, MicroVal, NordVal



產品 Easy Plate **CC**
大腸桿菌群

培養條件 35±1°C, 24±1小時

保存期限 18個月

國際認證 AOAC PTM, MicroVal, NordVal



產品 Easy Plate **EC**
大腸桿菌/大腸桿菌群

培養條件 35±1°C, 24±1小時

保存期限 18個月

國際認證 AOAC PTM, MicroVal, NordVal



產品 Easy Plate **SA**
金黄色葡萄球菌

培養條件 35 or 37±1°C, 24±1小時

保存期限 18個月

國際認證 AOAC PTM, MicroVal, NordVal



產品 Easy Plate **YM-R**
微生物與酵母菌 (快速檢測用)

培養條件 25±1°C, 48±2小時

保存期限 18個月

國際認證 AOAC PTM, MicroVal, NordVal



產品 Easy Plate **EB**
腸桿菌科

培養條件 35 or 37±1°C, 24±1小時

保存期限 18個月

國際認證 AOAC PTM



產品 Easy Plate **AC-R**
總生菌數 (快速檢測型)

培養條件 35±1°C, 24±1小時

保存期限 12個月

國際認證 AOAC PTM



產品 Easy Plate **LS**
李斯特菌屬

培養條件 35 or 37±1°C, 24±1小時

保存期限 18個月



Easy PlateTM 專用菌落計數系統

免費下載

自動計算 Easy Plate 上影像中的菌落數。
比手動計數更簡單且節省時間的方式，
提高效率，消除操作者之間的變異和技能水平的影響。

從這裡下載軟體 ▶



使用自動菌落計數器，輕鬆提升實驗室生產力。



- 搭載 AI 智慧分析，提供高精準菌落判讀
- 自動辨識 Easy Plate 品項，並同步計算菌落數
- 可辨識擴散型菌落，提升判讀一致性
- 內建菌落判讀參數，無需初始設定即可使用
- 支援結果修正與備註新增

從這裡瞭解更多有關軟體的資訊 ▶



支援的語言：

英語、德語、西班牙語、法語、韓語、泰語、越南語、簡體中文、繁體中文、日語

Easy Plate 專用進紙器 單次可裝載 60片 Easy Plate 提升掃描效率！

掃描儀型號(ADS-4300N by BROTHER INDUSTRIES, LTD.)
用於 Easy Plate 成像。



ABUNDANT-LIFE CO., LTD.

☎ 02-2711 3777

☎ 02-8771 4641

✉ INFO@ABD-TW.COM

📍 106台北市大安區忠孝路四段169號11樓之1

