



滿足微生物學相關需求

熱銷全球

92+ 國家

超過 2000 項微生物研究相關產品



TM Media 是 Titan Biotech Ltd. 旗下的品牌，始創於1992年，致力於提供卓越品質的微生物產品，並擁有成為印度領先的生物產品製造商和出口商的使命。從生物培養基和蛋白酶的研發起步，TM Media 現已成為一家專業提供生物科學所需各種微生物產品的企業。

TM Media 的業務覆蓋全球 92 個國家，特別在東南亞和非洲等地區享有極高的知名度。其專業團隊包括研究員和科學家，擁有各自領域的專業知識和豐富經驗，能夠應對微生物世界快速變化的需求。

為確保最優品質，我們的設施擁有監管的無塵室和自動化生產設施，嚴格遵循生產規範，以確保生產的無菌培養基符合最高標準。TM Media 致力於不斷創新，為全球生物科學社區提供可靠的微生物學解決方案。



粉末培養基



植物組織培養基



培養基添加物



即用型培養基



抗生素敏感性試驗紙錠




生物化學品



基礎培養基原料



研究用微生物




TM 1199 | 顯色 UTI 瓊脂
是一種鑑別培養基，用於對引起尿路感染的微生物進行初步鑑定。




編號	名稱	ATCC編號	菌落外觀
A	大腸桿菌 <i>Escherichia coli</i>	25922	粉-紫色
B	糞腸球菌 <i>Enterococcus faecalis</i>	29212	藍色
C	金黃色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i>	25923	奶油黃色
D	綠膿桿菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	無色 (可能帶有綠色色素)
E	肺炎克雷伯氏菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	13883	藍紫色



TM 146 | MRS 乳酸菌瓊脂
從乳製品、食品樣本、口腔、糞便和其他來源中分離和培養乳酸菌屬。



TM 206 | MSA 甘露醇鹽瓊脂
用於選擇性地分離病原性葡萄球菌。



TM 339 | M-H 瓊脂
用於檢測微生物對於抗生素的抗性。




TM 344 | PDA 馬鈴薯葡萄糖瓊脂
用於計數食品和乳製品中酵母和黴菌的數量。



研究用微生物



TMH 103 | 胰蛋白酶大豆瓊脂 SCDA (符合 USP/EP/JP/BP)
被多種藥典推薦作為無菌檢測培養基。也用於微生物限量試驗和抗菌防腐劑有效性試驗。



TM 386 | SS 瓊脂 (沙門氏菌/志賀氏菌)
用於從病理標本和可疑食品中分離沙門氏菌和志賀氏菌以及用於微生物限度測試。



TM 492 | XLD 瓊脂
用於腸桿菌科細菌的鑑定和微生物檢測。



TM 1898 | MacConkey 馬康奇瓊脂
麥康凱瓊脂推薦用於金黃色葡萄球菌和糞便鏈球菌的分離、鑑定和計數。



TM 349 | MacConkey 馬康奇瓊脂 (不含 CV, 含 0.15% 膽鹽和氯化鈉)
不含 CV, 含 0.15% 膽鹽, 是原始培養基的改良版。




TM 360 | 血瓊脂基礎
一種高營養培養基, 通常用作補充血液製備血瓊脂的基礎培養基。也可用作通用培養基。




TMP 017 | 羊血瓊脂
是一種鑑別培養基和增菌培養基, 用於鏈球菌、肺炎球菌等挑剔微生物的分離、培養和溶血活性檢測。



TM 362 | BHI 腦心輸液
是一種高營養培養基, 可用於培養多種微生物。



TM 054 | CLED 半胱氨酸乳糖無電解質瓊脂
帶有 Andrade 指示劑, 被推薦用於尿路細菌學, 促進所有尿路病原體的生長。



TM 1197 | 顯色念珠菌鑑別瓊脂
是一種選擇性和鑑別培養基, 有助於從混合培養物中快速分離酵母, 並可根據顯色和菌落形態區分念珠菌物種。



編號	名稱	ATCC編號	菌落外觀
A	白色念珠菌 <i>Candida albicans</i>	10231	亮綠色
B	光滑念珠菌 <i>Candida glabrata</i>	2001	奶油色至白色
C	熱帶念珠菌 <i>Candida tropicalis</i>	1369	藍色至紫色
D	克柔念珠菌 <i>Candida Krusei</i>	34135	紫色, 毛絨狀

製藥微生物



環境監控

55mm & 90mm SCDA 胰蛋白酶大豆瓊脂培養基
55mm & 90mm DENA D/E中和瓊脂培養基
厭氧罐及厭氧箱系統

R2A 瓊脂 | SCDM 胰蛋白酶大豆肉湯
Cetrimide 溴化十六烷基三甲胺瓊脂
MacConkey 馬康奇瓊脂 | MSA甘露醇鹽瓊脂
XLD 瓊脂 | RV沙門氏桿菌增菌液

水質檢測



無菌測試

FTM 硫代乙醇酸液體培養基 | SCDM 胰蛋白酶大豆肉湯 | SCDA 胰蛋白酶大豆瓊脂



製程確效

生物指示劑
化學指示劑

SCDM Bag 袋裝胰蛋白酶大豆肉湯
Medium R 乳糖單水合硫酸鹽瓊脂

無菌充填確效測試



化學藥品

二水磷酸二鈉 | 單水合磷酸氫鉀 | 磷酸 IP | 磷酸二氫氫氧化鈉 IP | 無水檸檬酸 IP | 甲基亞風USP | 一水合檸檬酸 IP | 醋酸 USP | 二水合硫酸鈣 B

食品微生物

沙門氏桿菌 *Salmonella*

SS 瓊脂 | BS 亞硫酸鈹瓊脂 | HE 海克頓腸內菌瓊脂 | BG 煌綠瓊脂 | XLD 瓊脂 | RV 沙門氏桿菌增菌液

大腸桿菌 *Escherichia coli*

LST 硫酸月桂胰化蛋白胨培養液 | BGLB 煌綠乳糖膽汁培養液 | O157型大腸桿菌增菌肉湯 | O157型大腸桿菌選擇性肉湯

曲狀桿菌 *Campylobacter*

顯色曲狀桿菌瓊脂基質 | 曲狀桿菌瓊脂基質 | 曲狀桿菌頭孢異生素培養基基質

金黃色葡萄球菌 *Staphylococcus aureus*

BP 巴德派克培養基 | MSA甘露醇鹽瓊脂

肉毒桿菌 *Clostridium botulinum*

肉毒桿菌分離瓊脂基質 | AEYA 厭氧蛋黃培養基 | TPGY 增菌培養液 | Iron Medium Base 鐵培養基基質

化妝品微生物

革蘭氏陽性細菌和真菌 Gram-Positive Bacteria and Fungi

MLA 改良式 Lethen 培養基 | MLB 改良式 Lethen 培養液 | BHI 腦心浸出培養液 | Malt Extract 麥芽提取物瓊脂培養基 | PDA 馬鈴薯葡萄糖瓊脂培養基 | MSA 甘露醇鹽瓊脂培養基

腸道菌科 Enterobacteriaceae

Lysine Iron 離胺酸鐵瓊脂 | MR-VP 培養液 | Simmons 檸檬酸鹽瓊脂 | TSI 三糖鐵瓊脂 | MacConkey 馬康奇瓊脂

革蘭氏陰性非發酵性桿菌 Gram-Negative Non-Fermentative Bacilli

Acetamide 乙醯胺瓊脂 | Esculin 鐵皮甘瓊脂 | YEA 酵母萃取物瓊脂 | Pseudomonas 綠膿桿菌瓊脂 | Cetrimide 溴化十六烷基三甲胺瓊脂



優化實驗室的好夥伴
WWW.ABUNDANT-TW.COM

爾榜燈生技有限公司

ABUNDANT-LIFE CO., LTD.

如需更多信息, 包括報價、產品樣品或演示, 請聯繫我們:

☎ 02-2711 3777

☎ 02-8771 4641

✉ ABUNDANT0130@GMAIL.COM

📍 106台北市大安區忠孝路四段169號11樓之1



爾榜燈官網